

2019-nCoV IgG/IgM rýchly kazetový test

CE-IVD
značka

Na podporu detekcie protilátok IgM a IgG proti novému vírusu SARS-CoV-2.

2019-nCoV IgG/IgM test ponúka vysokú presnosť a pohodlné použitie.
Ako vzorka sa používa kapilárna plná krv.

Výsledok za 10 minút.

Všeobecné informácie o protilátkach IgG a IgM proti
infekcii spôsobenej novým koronavírusom.


Testovanie na protilátky môže pomôcť
diagnostikovať pacientov s podozrením
na COVID-19, ktorí majú negatívne výsledky PCR
a identifikovať asymptomatické infekcie¹.

Medián pre detekciu protilátok IgG/IgM v krvi
pacienta od nástupu príznakov je 13 dní¹. V priebehu prvých 5–7 dní sú protilátky IgG
detekovateľné u 50% pacientov¹.

Pri negatívnom výsledku testu na protilátky, ktorý bol vykonaný skôr ako 2 týždne od prvých
symptómov sa odporúča test zopakovať neskôr, aby sa zaistili spoľahlivé výsledky².

Literatúra:

1. Quan-Xin Long et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with COVID-19. Nature Medicine April 2020, <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0897-1>.
2. Serologi för covid-19 En sammanfattning av kunskapsläget avseende antikroppssvar och immunitet för sjukdomen covid-19 orsakad av viruset SARS-CoV-2 April 2020. Folkhälsomyndigheten, Artikelnummer: 20061.



Produkt	Číslo produktu	Kat. č.
Acro 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette, 25 testov	INCP-402	154601

Pre ďalšie informácie kontaktujte zastúpenie firmy Aidian v SR

Aidian Oy, Fínsko / info@aidian.sk / +421 944 313 888