


# QuikRead go<sup>®</sup>



easy CRP

wrCRP

wrCRP+Hb

CRP

CRP+Hb

HbA1c

Strep A

iFOBT

Typ vzorky	Plná krv, sérum, plazma	Plná krv, sérum, plazma	Plná krv, sérum, plazma	Plná krv, sérum, plazma	Plná krv, sérum, plazma	Plná krv	Výter z hrdla	Stolica
Odber vzorky	Odberová pomôcka (10 µl)	Kapilára (s oranžovým pruhom)	Kapilára (s oranžovým pruhom)	Kapilára (s modrým pruhom)	Kapilára (s modrým pruhom)	Odberová pomôcka (1 µl)	Odberový tampón	Odberová skúmavka
Objem vzorky	10 µl	10 µl	10 µl	20 µl	20 µl	1 µl	nedostupné	10 mg
Stabilita vzorky v kyvete	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	5 min	4 h	2 h
Dĺžka merania	2 min	2 min	2 min	2 min	2 min	<6 min	4 min, veľmi pozitívny 2 min	3 min
Rozsah merania	1–200 mg/l	0,5–200 mg/l	CRP 0,5–200 mg/l Hb 50–220 g/l	5–200 mg/l	CRP 5–200 mg/l Hb 50–245 g/l	20–140 mmol/mol 4,0–15,0 %	Pozitívny/ negatívny	10–200 µg/g (50–1000 ng/ml)
Ojedinelá kombinácia: 1 meranie – 2 výsledky	–	–	áno	–	áno	–	–	–
Počet testov	50	50	50	50	50	25	50	50
Skladovanie	2–25°C	2–25°C	2–25°C	2–25°C 4 týždne 2–8°C	2–25°C 4 týždne 2–8°C	18–25°C 2 mesiace 2–8°C	2–25°C	2–25°C 4 týždne 2–8°C
Verzia softwaru	7.6.2 alebo novšia	7.5.1 alebo novšia	7.5.1 alebo novšia	Všetky verzie	4.1 alebo novšia	8.1.1 alebo novšia	4.1 alebo novšia	6.5.1 alebo novšia
Pripojenie prístroja QuikRead go do systémov HIS a LIS	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Email: [info@aidian.sk](mailto:info@aidian.sk)

[www.aidian.sk](http://www.aidian.sk) / [www.quikread.sk](http://www.quikread.sk) / [www.tackleamr.com](http://www.tackleamr.com)

**AIDIAN**

[www.aidian.sk](http://www.aidian.sk)



## Prístroj QuikRead go

Metóda	Imunoturbidimetria a fotometer
Rozmery	27 cm (d) x 15,5 cm (š) x 14,5 cm (v)
Hmotnosť	1,7 kg bez adaptéra
Skladovanie a preprava	V rozmedzí 2–35°C. Chráňte pred dažďom a vlhkosťou.
Krajina pôvodu	Fínsko
Požiadavky na napájanie	Napájanie 100–240 V AC (50–60 Hz) alebo akumulátorovou jednotkou. Spotreba energie 8 W.
Možnosť použitia batérie	Áno, dodáva sa samostatne. Majte na pamäti, že je možné použiť iba akumulátorovú jednotku dodávanú pre QuikRead go.
Kapacita pamäte	100 výsledkov pacientov, 100 výsledkov QC a 100 výsledkov offline LIS.
Počet jazykov užívateľského rozhrania	23
Možnosť pripojenia tlačiarne	áno
Možnosť pripojenia čítačky čiarových kódov	áno

## Špecifikácia pripojenia prístroja QuikRead go

Sieťová komunikácia TCP/IP	RJ45 LAN, voliteľný adaptér WLAN USB
Sériová komunikácia	Pomocou RJ45 cez voliteľný sériový kábel QuikRead go (RJ45 až RS-232)*
Podporované protokoly	LIS01-A2 (ASTM), POCT1-A2
Typ komunikácie	Jednosmerný (LIS01-A1, POCT1-A1), obojsmerný (POCT1-A2)
USB porty	3 x USB port typu A 1 x USB port typu B
Odoslané informácie	Výsledky pacienta, výsledky QC, komentáre k výsledkom, oznámenia a chybové hlásenia
Odoslanie výsledku	Automaticky (LIS01-A1, POCT1-A1) alebo manuálne (LIS01-A1)
Vzdialená aktualizácia softwaru	áno**
Vzdialené odomkytie/ zamykanie	áno**
Vzdialená správa používateľov	áno**
Informácie o kontrole kvality (QC)	áno**
Import zoznamu pacientov/ jednoznačná identifikácia pacienta	áno**
Nastavenie prístroja	áno**
Nastavenie času prístroja	áno**

\* Iba LIS01-A2, \*\* Iba POCT1-A2